


CRIO

GAMA G4B

MANIPULACIONES CRIOGÉNICAS

- Manipulaciones criogénicas en industria, farmacia, química, laboratorio



Algunos productos en existencia todavía tienen la marca de acuerdo con la regulación anterior : 2122

AET N°0072/011/162/07/19/0268 (IFTH LYON)

Conformidad a la inmersión en el nitrógeno líquido (método IFTH MR 019)

NORMAS (MÁS DETALLES, CONSULTAR SITIO)
www.rostaing.com/normes-secureite

TALLAS

6 7 8 9 10 11 12

COMPOSICIÓN

Palma dorso Flor de bovino hidrófugo
Manguito Cuero estilo terciopelo
Membrana Porelle®
Forro Muletón lana/algodón y fieltro ISO AIR
Largo total 40 cm

MANTENIMIENTO



EMBALAJE

Bolsa de 5 pares/ Cartón de 20 pares

PRO•LINE:

Nuestra selección



Resistencia al frío criogénico

Aislamiento térmico
-197° C



Tira ajustable



Longevidad optimizada

Refuerzo en zona de desgaste



Impermeabilidad



Longitud manguito
15 cm